

Komu je masážny prístroj TVS určený:

- cestujúcim na dlhších cestách
- osobám so sedavým zamestnaním
- osobám so syndrómom studených nôh
- osobám s poruchami obehového systému
- osobám s poruchami hybnosti končatín
- seniorom

Aktivácia žilného systému pri dlhších cestách a pri sedavom zamestnaní



cesta autom



cesta vlakom



cesta lietadlom



dlhé sedenie



Jeho skvelé masážne účinky ocenia vodiči, ľudia so sedavým zamestnaním a všetci s poruchami obehového systému.

Je taký skladný, že ho môžete mať vždy so sebou.

www.opuchnutenohy.cz

ODDYCHUJTE S TRAVEL VARIX SYSTEM!

Pracuje až 6 hodín na jedno nabitie. So svojim elegantným vzhľadom ho môžete nosiť kamkoľvek a použiť kdekoľvek.

Nedajte trombóze šancu!

Schválené štátnym ústavom pre kontrolu liečiv ako zdravotná pomôcka pod reg.č. SK/10/0166

Výrobca:

ZADAKO, spol. s r.o.
Segnáre 17
841 03 Bratislava
Slovakia
www.zadako.sk
sales@zadako.com



Distribútor:

Profesionálne, prenosné masážne zariadenie

www.tazkenohy.sk

TRAVEL VARIX SYSTEM



Aj nohy
potrebujú
oddych...

Profesionálne, prenosné masážne zariadenie

www.varix.sk

TRAVEL VARIX SYSTEM - TVS

Travel varix system je univerzálne profesionálne masážne zariadenie určené pre všetky vekové kategórie. TVS je jednoduché originálne riešenie prevencie tzv. ťažkých nôh.



- uvoľňuje napätie svalstva
- podporuje krvný obeh
- zabezpečuje relaxačné tlakové masáže
- napomáha zmierniť únavu a bolesť svalov na nohách
- okamžité použitie

PRÍKLADY MOŽNÉHO POUŽITIA:

- príznaky ťažkých nôh
- zmiernenie lymfatických opuchov
- povzbudenie krvného obehu v končatinách
- pacienti s kŕčami svalstva
- pacienti s poruchami hybnosti končatín

AKO TVS FUNGUJE?

TVS podporuje obeh krvi a lymfy v spodnej časti nôh tesne nad členkom. Jemné nafukovanie a vyfukovanie masážneho vankúšika, pracujúce v cykloch jemne tlačí na žilné kapiláry, spôsobuje masáž a tým zmierňuje napätie svalstva.


Napomáha správnej obnove činnosti svalov po najrôznejších zraneniach, dlhodobej nehybnosti končatín, či zmierňuje dôsledky pôsobenia starnutia.



Tri stupne kompresie, ciachované v laboratóriu, zaručujú požadovaný efekt a nahrádzajú rôzne typy kompresných návlekov.

Nehybné sedenie so zvesenými a pokrčenými nohami významne spomaľuje prúdenie v hlbokých žilách, znižuje prirodzené napätie lýtkových svalov, to vedie k ďalším návalom žilnej krvi, vzrastá jej zrážanlivosť a tým aj riziko tvorby trombu, ktoré stúpa s vekom, ďalšími chorobami, pri užívaní hormonálnych prípravkov.

Tromb je krvná zrazenina, ktorá sa hromadí pod chlopňami žily z uvedených príčin. Zrazenina krvi je zvlášť nebezpečná, hrozí jej odtrhnutie a vzniká tzv. embólia, čo môže ohroziť život postihnutého.



UPOZORNENIE

Tehotné ženy a diabetici by sa mali pred použitím masážneho zariadenia poradiť s lekárom.